



# Lettino Verona Light

LETTINO IN LEGNO A 2 SEGMENTI E 1 SNODO.





# Rilassati: sei in buone mani.

*Ma prima di rilassarti, scopri perché dovresti sentirti teso ad acquistare un lettino di importazione a prezzi bassi.*

*E perché - al contrario - affidarsi a un lettino di manifattura italiana Rehatech sarà motivo di totale distensione.*



Cosa faresti se il tuo lettino in legno iniziasse a **scricchiolare**, anziché restare stabile e perfettamente in squadra? O se il rivestimento in pelle iniziasse a **rovinarsi** in breve tempo? O se i tuoi clienti ne lamentassero la scomodità?

Te lo diciamo noi: **chiameresti** chi te l'ha venduto.

Ma se chi te l'ha venduto **non sapesse nulla** del lettino che ti ha dato? Ti sembra impossibile che questo possa accadere? Succede molto più spesso di quanto credi. **Succede quando i lettini sono di importazione.**

Un fenomeno ormai dilagante. Molto spesso chi te li vende non li ha nemmeno testati. Tu li compri a scatola chiusa. E il venditore fa altrettanto, **incrociando le dita** e sperando che tutto fili liscio.

Li riconosci facilmente: sono quelli proposti a prezzi così bassi da sembrare irresistibili. Fantastici in fotografia, apparentemente uguali ai lettini Rehatech. Poi tranquillo: **ci pensa il tempo** a dimostrare la differenza. Spesso, un tempo assai breve. Quanto basta a non poter tornare sui propri passi: 2-3 anni, quando **la garanzia ormai è scaduta.**

**La soluzione?** Evitare il richiamo suadente del prezzo basso, che nasconde sempre fregature e delusioni, e rivolgersi a chi lavora per farti raggiungere i tuoi due obiettivi professionali. Quali sono? Scoprilì alla pagina successiva.



# I tuoi due obiettivi, il nostro contributo.

*Che tu sia un fisioterapista o un medico.  
Un preparatore atletico o un trainer sportivo.  
Un osteopata o un massaggiatore, hai due  
obiettivi in testa.*

1. Il primo è **risolvere le problematiche** dei tuoi pazienti.
2. Il secondo è essere considerato da loro un **vero professionista**.

Posizionare i tuoi pazienti su lettini scomodi, inadeguati, che scricchiolano e si rovinano, non ti aiuterà a raggiungerli.

I lettini Rehatech invece saranno fra i fiori all'occhiello del tuo **status professionale**. Dureranno una vita. E i tuoi pazienti ne riconosceranno il comfort.

E questo perchè sono tutti prodotti in Italia. **Zero importazione**. E zero rivenditori terzi. Li acquisti direttamente da noi, che ne siamo i **produttori**.

Per qualunque domanda, qualunque richiesta di **assistenza**, qualunque soluzione, noi non incrociamo le dita: noi ci siamo.

E se proprio dovesse esserci un problema, basta un colpo di telefono. Noi, come te, **sappiamo dove mettere le mani**.



# Manifattura Italiana.

## Garanzia assoluta.

*I lettini Rehatech sono prodotti in Veneto, in uno dei distretti italiani più noti per lavorazione del legno e la manifattura di qualità.*

*Li abbiamo progettati con la collaborazione dei tuoi colleghi, professionisti italiani della riabilitazione come te.*

*Si distinguono per robustezza e comodità. Sono realizzati con legno di faggio di prima scelta e controllati pezzo per pezzo.*

*Rehatech è un brand di Genesi, licenziataria in esclusiva per l'Italia dei marchi Balanced Body e Sissel.*

---

### LETTINO VERONA LIGHT. ESSENZIALE NELL'ASPETTO, ACCOGLIENTE DI NATURA.

1. **Struttura in legno di faggio verniciato al naturale.** Sulla robustezza non si scherza e il lettino durerà una vita.
2. **Verniciatura con polvere antigraffio Scratchproof.** Per un lettino sempre nuovo e professionale, come il primo giorno.
3. **Imbottiture in espanso ad alta densità T30D altezza 4 cm.** Per accogliere e dare comfort ai tuoi pazienti.
4. **Angoli del piano arrotondati e imbottiti.** Per la tua comodità di azione sul lettino, senza brutte sorprese.
5. **Rivestimento in Skai Tech altamente elasticizzato.** Per una superficie comoda e performante, che dura nel tempo.
6. **Palette di 12 colori a disposizione per il rivestimento.** Per coordinarsi ai colori del tuo studio, anche l'occhio vuole la sua parte.
7. **Testiera con foro Drop per la respirazione.** Di serie su tutti i nostri lettini in legno.



# Lettino **Verona Light**

Lettino in legno a 2 segmenti e 1 snodo.

Testiera regolabile in positivo fino a 40°.



## POSIZIONI





## DATI TECNICI

Larghezza **65 cm**

Lunghezza **195 cm**


Altezza **80 cm**





# Colori di rivestimento

IL MORBIDO E CONFORTEVOLE  
RIVESTIMENTO IN SKAI ELASTICIZZATO  
È DISPONIBILE IN 12 COLORI A SCELTA.



Bianco



Crema




Perla




Sabbia



Mais



Safran



Rosso



Royal



Acqua



Agave



Sky



Atollo



# Accessori lettino Verona Light

## DI SERIE




Testiera Drop con foro a goccia per accogliere il volto del paziente in posizione prona. Tappo in dotazione.

## VARIANTI



Testiera Anatomica Moonlight per un maggiore comfort su zigomi e volto in posizione prona. Tappo in dotazione.



Piano portaoggetti per contenere e appoggiare ciò che ti è più utile durante i trattamenti.

## OPTIONAL

Può essere installato anche successivamente all'acquisto del lettino Verona Light.



Porta rotolo carta per velocizzare l'operazione di protezione igienica del lettino e mantenere l'ordine.

# Dichiarazione di Conformità

## Regolamento Europeo (UE) 2017/745



Declaration of conformity European Regulation (EU) 2017/745

DICHCEREV02021

### MODELLI MODELS

### LINEA LEGNO

### VERONA - VERONA LIGHT

inclusi rispettivi accessori indicati nei manuali d'uso  
including the respective accessories indicated in the user manuals

Classificazione nazionale dispositivi medici National classification of medical device	Numero di repertorio Repertoire number	UDI-DI di base Basic UDI-DI
V0899	2120518	805099912LVLNL001BB

- **Appartengono alla Classe I;**  
They belong to the Class I;
- **In tutte le configurazioni comprensive degli accessori associati, sono conformi ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione del Regolamento (UE) 2017/745.**  
In all the configurations inclusive of all the pertaining accessories, they comply with the General Safety and Performance Requirements of Regulation (EU) 2017/745.

**Destinazione d'uso: LETTINI LINEA LEGNO** sono lettini di tipo professionale utilizzato da operatori qualificati del settore della riabilitazione e del massaggio.

Intended use: WOOD LINE BEDS are professional beds used by qualified operators in the rehabilitation and massage sector.

**Si dichiara inoltre che per garantire la sicurezza dei prodotti sono state applicate le seguenti norme armonizzate:**  
We also declare that the following standards have been applied to guarantee the safety of the products:

- CEI EN 60601-1: 2006/A1:2012+A2:2020
- NORMA CEI EN 60601-1-2 (ed. 2003 – A1 2006)
- NORMA CEI EN 60601-2-52 (2016)
- NORMA UNI EN 1334 (ed. 1998)
- NORMA UNI EN 1725 (ed. 2000)
- NORMA UNI EN 1970 (ed. 2006)

Validità del documento: 5 anni  
Validity of the document: 5 years

Susegana, il 07/06/2021

GENESI S.r.l.  
Il Rappresentante Legale / CEO  
Dott. Da Dalto Alberto

# CONFORMI AL REGOLAMENTO EUROPEO. PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE.

I lettini Rehatech prodotti in Italia soddisfano gli standard della nuova Dichiarazione di Conformità del Regolamento Europeo (UE) nr. 745/2017 e possono esporre il marchio CE.

Rehatech è stato fra i primi produttori di lettini per fisioterapia in Italia, se non il primo in assoluto, ad aver soddisfatto tali standard e sicuramente ad oggi uno dei pochissimi ad aver già effettuato tale passaggio di conformità.

Genesi Srl con il marchio Rehatech garantisce un prodotto conforme ai requisiti tecnici, alle specifiche del prodotto e al rispetto delle norme applicate.





Vuoi informazioni affidabili, per una scelta professionale e consapevole?

PARLA CON L'ESPERTO

Giannantonio Paladin

Tel. +39 0438 63555 (int. 903)

Whatsapp +39 346 3057687

CONTATTACI VIA EMAIL

Rehatech Sales Team

[info@genesicompany.it](mailto:info@genesicompany.it)

I NOSTRI ORARI

Dal lunedì al venerdì

8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00



Powered by

